



De Vilbiss iGo2 tragbarer Sauerstoffkonzentrator

14.24.06.1011

Beschreibung

Dank dem De Vilbiss iGo2 genießen Patienten die Freiheit, nicht ständig auf die benötigte Sauerstoffeinstellung achten zu müssen.

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator überwacht kontinuierlich die Atmung des Patienten und passt die Sauerstoffabgabe dem Atemmuster und der Aktivität entsprechend an.

Die Gesamtmenge an Sauerstoff, die pro Atemzug und Minute abgegeben wird, erhöht oder verringert sich je nach Patientenbedarf.

- Wir individuell an die Atemfrequenz des Patienten angepasst
- Max. O₂-Abgabe 1014 ml
- Akku-Laufzeit 3,5 Stunden (Stufe 2)
- Sauerstoffkonzentration 94%

Technische Daten

Abmessungen (H x B x L): 21,3 cm x 8,9 cm x 21,8 cm

Geräuschpegel: <37 dBA (Stufe 2) 20 BPM

Triggerempfindlichkeit: 0,05 cmH₂O

Sauerstoffeinstellung: 1 bis 5 (gemäß Tabelle)

Gewicht: 2,2 kg

Sie haben Fragen zu diesem Artikel?

SMB Beratung, Bestellung & Hotline

SANITÄTSHAUS MÜLLER BETTEN

GmbH & Co. KG

Im Auel 34b

51766 Engelskirchen

Telefon 02263 806-0

Fax 02263 806-299

info@smb-online.de

Webseite, Kontaktformular, Rezeptupload

www.smb-online.de